

הוראות שימוש עם אביזרי HiDow

מכשיר AcuXPD-S מתוכנן עם 12 תכניות ופועל בשיתוף עם אביזרים כגון AcuBelt, AcuWrist, AcuElbow, אביזרים אלו מעוצבים בצורה מושלמת ומיוצרים באיכות הגבוהה ביותר בעלי חומרים מורכבים עם סיבי סיליקון בכדי לשפר את המוליכות עבור הרפיה מוגברת וגירוי השרירים.

AcuBelt

ניתן להשתמש AcuBelt סביב הבטן, הגב התחתון, הזרועות, הרגלים והירכיים כדי לטפל בכאבי שרירים. אביזר All-in-One זה נועד לשימוש רב ויחזיק שנים כתחליף לרפידות הג'ל.

- עבור כאבי כתף
- השתמש בתוכנית 4 ובאינטנסיביות המועדפת עליך. השתמש במשך כ 30 דקות ומנוחה.
- עבור כאבי הבטן
- השתמש בתוכנית 12. בחר בעוצמה נוחה והשתמש בו למשך 30 דקות לכל היותר.
- עבור כאבים בגב התחתון
- השתמש בתוכנית 5. הגדר את העוצמה המועדפת שלך, ולהשתמש במשך 30 דקות.
- עבור הרגליים (ארבע ראשי/המסטרנינג)
- השתמש במצב 4. לאחר מכן, בחר את העוצמה המועדפת שלך ולהשתמש במשך 30 דקות.

AcuWrist

אביזר AcuWrist לפרק כף היד עשוי מחומר עמיד במיוחד. סיבי פחמן המשולבים באביזר המשמשים להגברת המוליכות וגירוי טוב יותר של השרירים. שימוש באביזר AcuWrist מסייע למשתמשים הסובלים מדלקות בשורש כף היד (Carpal Tunnel) ומכאב במפרקים הקשורים לפרק כף היד.

- עבור כאבי פרקים
- השתמש בתוכנית 1, לבחור בעוצמה נוחה ולהשתמש במשך 30 דקות.

AcuKnee

אביזר AcuKnee הוא נוח לשימוש ובעל רצועות וולקרו מתכווננת. יחד עם מכשירי HiDow הוא משמש להרגעת ושחרור מפרקים נוקשים. AcuKnee עוזר להפחית נפיחות ומשפר את זרימת הדם, אביזר AcuKnee מושלם עבור כולם.

- כדי לטפל בכאבי ברכיים
- השתמש בתוכנית 3 או 4 למשך 30 דקות בעוצמה נוחה.

AcuElbow

אביזר AcuElbow הוא נוח לשימוש ובעל רצועות וולקרו מתכווננת. יחד עם מכשירי HiDow הוא משמש להרגעת ושחרור מפרקים נוקשים. AcuElbow עוזר להפחית נפיחות ומשפר את זרימת הדם,

- עבור כאבי כתף
- השתמש בתוכנית 4 ובאינטנסיביות המועדפת עליך. השתמש במשך כ 30 דקות ומנוחה.

קליפים האוזן

קליפים האוזן הם אביזרי גירוי אלקטרו המספק גירוי שעם מכשיר HiDow שלך תוכל לטפל בהקלה זמנית ממיגרנות, חרדה ודיכאון. ייתכן גם לטפל בבעיות אחרות ביחס לכאב שרירים, המפרקים, סינוס, עיכול ועוד.

AcuXPD-S מגיע עם סט של קליפים האוזן. אלה נמכרים בנפרד עבור כל יחידות HiDow TENS / EMS אחרים.

