



מושב עיסוי מדיק ספא כולל חימום



יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים



תכונות

1. עיצוב ארגונומי, שליטה ידנית וממוחשבת לתחושה ניוחה ומענגת.
 2. אופציית חימום, טמפרטורת מקסימלית 65°C . בקרת טמפרטורה – שמירה על חום קבוע של עד 65°C , כאשר הטמפרטורה יורדת גוף החימום מתחיל לפעול באופן אוטומטי. ניתן אוטומטי במצב של חימום יתר או צריכת זרם גבוהה.
 3. 5 תוכניות עיסוי על ידי 5 מנועי רטט מובנים.
 4. 4 עוצמות רטט.
 5. מתאים לשימוש ברכב ע"י חיבור הכבל המצורף לשקע המצית. ניתן לשימוש בבית או במשרד על ידי חיבור הכבל לשנאי מתח (לא מצורף)
- Input: 12VDC 500 mA, Power : 9.6W
6. זמן עבודה: מחזוריים של 15 דקות.

שלט

1. כפתור PWR להפעלה וכיבוי.
2. כפתור MODE לשליטה על 5 תוכניות העיסוי.
3. לחיצה על כפתור HEAT תפעיל את מצב החימום ולחיצה נוספת תכבה את פעולת החימום. להמשך חימום יש להפעיל / ללחוץ מחדש).
4. כפתור INTENSITY, במצב עבודה ניתן לשלוט על 4 עוצמות הרטט.



הוראות הפעלה

1. יש לקשור את מושב העיסוי לכסא על מנת למנוע ממנו להחליק.
2. יש לחבר את המתאם למקור מתח וללחוץ על כפתור ההפעלה.
3. אם יש צורך בחימום, יש ללחוץ על כפתור החימום.
4. ישנם 5 תוכניות עיסוי שניתן לבחור ביניהם באמצעות כפתור MODE.
5. ישנן 4 עוצמות רטט שניתן לבחור באמצעות כפתור INT.
6. בסיום השימוש יש ללחוץ על כפתור ההפעלה לכיבוי המושב ולנתק ממקור המתח.

אזהרות

1. אין להפעיל את מושב העיסוי מעל 60 דקות רצופות.
2. אין להשתמש במכשיר במקום לח או בחדר אמבטיה. אחסן את המכשיר במקום יבש.
3. המנע מהרטבת מושב העיסוי.
4. לתחזוקה שוטפת נקה באמצעות מטלית רכה. אין לנקות באמצעות נוזלים.
5. אין להשתמש בזמן שינה.
6. יש להפסיק השימוש באופן מיידי במידה וקיימת תחושת אי נוחות.
7. השימוש אסור לילדים ו/או לאנשים שאינם בריאים.
8. במקרים הבאים יש להיוועץ ברופא: נשים בהריון, אנשים הסובלים מכאבים כלליים, מחלות לב וכו'.
9. אין להשתמש במכשיר בטמפרטורת חדר הגבוהה מ- 40°C .
10. אין להסיר את הכיסוי של מושב העיסוי, אין לגעת בחלקים הפנימיים.
11. תחזוקת המכשיר באמצעות מרכזי שירות בלבד. אין לפרק או לתקן את המכשיר לבד.

האחריות הינה לתקופה של שנה כנגד הצגת חשבונית קנייה

האחריות מוגבלת לתיקון או החלפה ללא תשלום של כל חלק במוצר אשר יראה לנו פגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם כתוצאה מפגם בייצור.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. קלקול שנגרם שלא בהתאם להוראות השימוש.
 - ב. שבר או תקלה שנגרמו כתוצאה מרשלנות או הזנחת המוצר או נזקים עקב גורמים חיצוניים.
 - ג. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו אשר נעשה ע"י מי שלא הוסמך על ידנו.
- אין האחריות כוללת חלקים מתכלים.

תנאי מוקדם למימוש האחריות הוא הבאת המוצר בשלמותו אלינו, תוך 7 ימים מיום גילוי הליקוי ו/או הפגם בצרוף תעודה זו, כאשר היא מלאה וחתומה ע"י המוכר וכי הספח המצ"ב ישלח אלינו תוך 10 ימים ממועד הרכישה.

יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
רח' דותן 2, יבנה, טל: 08-9999399
המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים

