

<p style="text-align: center;"><b>LOGRADO</b> <b>3</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PARCIAL-MENTE LOGRADO</b> <b>2</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NO LOGRADO</b> <b>0</b></p>
<p>Adaptación completa al muñón y ajuste perfecto en todo el límite de la preparación biológica. Perfil de emergencia recto. Respeto el espacio y la forma de las troneras.</p>	<p>Ajuste de un 80% del provisional al muñón por su cara interna. Ajuste mínimo en un 80% del provisional al límite de la preparación biológica.</p>	<p>Presenta un desajuste mayor a un 80%. Presenta sub o sobre extensión y/o sub o sobre contorno.</p> <p style="color: red; font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">R</p>