

### Scheda tecnica Microscopio Ottico

- 1 Microscopio in luce polarizzata riflessa e trasmessa Olympus BX4 con annessa telecamera digitale a colori JENOPTIK ProgResC5; 2 microscopi da ricerca ZEISS STANDARD WL POL
- 1 Stereomicroscopio ZEISS
- 1 Microscopio in luce polarizzata riflessa e trasmessa Leica DM EP
- 1 Microscopio in luce polarizzata riflessa e trasmessa Leica DM 750 P
- 1 Microscopio in luce polarizzata trasmessa Leica DM 750 P
- 2 Tavolini universali per le misurazioni delle proprietà ottiche dei cristalli
- 1 Tavolino crioriscaldante (-196°C - +600°C) LINKAM THMS600, montato su microscopio a luce polarizzata Olympus BX60 (obiettivi 4X, 10X, 50X, 100X a lunga distanza focale) con annessa telecamera digitale a colori JVC KY-F55B 3-CCD